

Protocolo Ultraformer III Corporal

- Revisar firma del Consentimiento Informado.
- Revisar firma de la Renuncia a Registro Iconográfico (según sea el caso).
- Cambio de vestimenta (peto y/o calzón, bata y pantuflas desechables).
- Toma de Registro Iconográfico (8 tomas 360º)
- Toma de peso y medidas.
- Higienización de zona a tratar.
- Marcaje de zona a tratar con grilla 10x10.
- Posicionamiento del paciente en camilla.
- Aplicación de Gel Conductor frío en zona a tratar.
- Procedimiento según zona a tratar (Anexo 1).
- Registro Fotográfico de zona tratada.
- Higienización de zona tratada.
- Entrega de indicaciones post tratamiento (Anexo 2).
- Agendamiento próxima sesión, o Registro Iconográfico para control final. (Anexo 3.1 y 3.2).

Anexo 1. - Número de disparos por zona a tratar.

- Zona de ½ grilla 10x10= 200 - 300 disparos aprox. (2-3 cartridge) por lado.
 - Zona axilar anterior, Brazos, Rodillas.

- Zona de 1 grilla 10x10 = 600-700 disparos aprox. (2-3 cartridge).
 - Zona periumbilical / Zona Supraumbilical/ Abdomen bajo pequeño.

- Zona de 2 grillas 10x10 = 600 -700 disparos aprox. (3 cartridge), por grilla (1200- 1400 disparos total aprox.).
 - Abdomen bajo / abdomen alto / flancos /muslo interno / Pantalón de Montar/ Zona Subescapular.

- Zona de 4 grillas 10x10 = 600 -700 disparos aprox.(3 cartridge) por grilla (2400 -3200 disparos total aprox.).
 - Zona abdomen bajo y alto /flancos + Zona Subescapular.

Indicaciones Post tratamiento Ultraformer III Corporal.

- El/la paciente puede reintegrarse inmediatamente a sus actividades de la vida diaria.
- Es totalmente normal sentir una sensación de pinchazos en la zona tratada. Esta cederá espontáneamente en el transcurso de unas horas, así como también sensación de frío en la piel por el uso del dispositivo de aire frío (Zimmer).
- En ocasiones pueden aparecer leves líneas rojas en la zona tratada, que cederán en el transcurso de unas horas.
- Utilizar ropa cómoda que entregue confort en la zona tratada.
- De ser necesario y solo si el/la paciente lo considere así, suspender la actividad física el día del tratamiento.
- Evitar tomar antiinflamatorios en caso de dolor posterior al tratamiento.
- No aplicar compresas frías ni calientes en la zona tratada después del tratamiento.
- En caso de equimosis o hematomas, puede aplicar ArnikaDerm o Kgel.
- En caso de dudas o consultas, comunicarse vía telefónica, mail o presencial al Área Dermoestética de Sanasalud. Teléfono: 22 584 07 47, email: dermoestetica@sanasalud.cl, whatsapp +569

Anexo 3.1.- Tiempos de tratamiento por zona.

- Zonas de ½ grilla/ 1 grilla/ 2 grillas 10x10 = 1 hora de tratamiento.
- Zonas de 4 grillas 10x10 = 2 horas de tratamiento.

Anexo 3.2.- Intervalo de sesiones Plan de Tratamiento Ultraformer III Corporal.

- El tratamiento de Ultraformer III Corporal, consiste en 3 sesiones, que se realizarán con un intervalo de 1 vez al mes cada una (30 días).
- Al término del tratamiento, se agendará la toma del Registro Iconográfico para control final, al tercer mes (90 días) de terminada la última sesión.

Anexo 4.- Materiales.

- Ropa desechable (peto y/o calzón, bata y pantuflas desechables).
- Cámara fotográfica / trípode
- Balanza y Cinta Métrica.
- Guantes.
- Toallas Húmedas /pétalos de algodón.
- Alcohol Desnaturalizado.
- Grilla 10x10.
- Lápiz Blanco dermatográfico.
- Gel Conductor.
- Baja lenguas.
- Papel Interfoliado.
- Alcohol Isopropílico.